


OCULUS Messbrillen

Für die perfekte Refraktion



OCULUS UB 6

Refraktion in Perfektion

Highlights

- Sechs Steckplätze pro Seite, vier vorne, zwei hinten
- Skalenteilung: 2,5°
- PD-Einstellung R/L: 46 - 80 mm
- Gewicht: 62 g
- HSA-Messvorrichtung
- Flexible Doppelbügelenden für eine perfekte Passform
- Anatomisch geformte Nasenauflage für mehr Komfort
- Nasenauflage in Höhe und Tiefe einstellbar
- Lieferumfang mit 3 zusätzlichen Nasenauflagen
- Griffiges Rändelrad zur Einstellung der Bügelneigung (Inklination)
- Bügellänge einstellbar
- Aus Leichtmetall/Kunststoff



42600	Universal-Messbrille UB 6*
42680	Polarisationsfilter linear (45°/135°) für UB 6 , schwenk- und wendbar (V-/A-Stellung), großer Durchblickbereich für Ferne und Nähe, Vollumrandung, einfaches Anbringen durch Cliphalterung
42681	Polarisationsfilter zirkular für UB 6 , schwenkbar, großer Durchblickbereich für Ferne und Nähe, Vollumrandung, einfaches Anbringen durch Cliphalterung



6 Steckplätze




42600 + 42681

OCULUS UB 4


Für jeden ein Begriff

Highlights

- Fünf Steckplätze pro Seite, drei vorne, zwei hinten
- Skalenteilung: 5°
- PD-Einstellung R/L: 46 - 78 mm
- Gewicht: 64 g
- HSA-Messvorrichtung
- Flexibel biegsame Ohrbügel
- Anatomisch geformte Nasenauflage
- Nasenauflage in Höhe und Tiefe einstellbar
- Lieferumfang mit 2 zusätzlichen Nasenauflagen
- Rändelrad zur Einstellung der Bügelneigung (Inklination)
- Bügellänge einstellbar
- Aus Leichtmetall/Kunststoff



42500	Universal-Messbrille UB 4*
45886	Polarisationsfilter linear (45°/135°) für UB 4 , schwenk- und wendbar (V-/A-Stellung), großer Durchblickbereich für Ferne und Nähe, Vollumrandung, zum seitlichen Aufstecken
45883	Polarisationsfilter zirkular für UB 4/UB 4 höhenverstellbar , schwenkbar, großer Durchblickbereich für Ferne und Nähe, Vollumrandung, zum seitlichen Aufstecken



* Alle OCULUS Universal-Messbrillen entsprechen der DIN EN ISO 12867.

OCULUS UB 3+

Der bewährte Klassiker

Highlights

- Fünf Steckplätze pro Seite, drei vorne, zwei hinten
- Skalenteilung: 5°
- PD-Einstellung R/L: 50 - 80 mm
- Gewicht: 52 g
- HSA-Messvorrichtung
- Anatomisch geformte Ohrbügel
- Lieferumfang mit einer zusätzlichen Nasenauflage
- Nasenauflage in Höhe und Tiefe einstellbar
- Rändelrad zur Einstellung der Bügelneigung (Inklination)
- Bügellänge einstellbar
- Aus Leichtmetall/Kunststoff



42100	Universal-Messbrille UB 3+*
45851	Polarisationsfilter nach Hegener linear (45°/135°) für UB 3+, wendbar (V-/A-Stellung)

OCULUS UB 5



Die Messbrille für kleine Köpfe

Highlights

- Fünf Steckplätze pro Seite, drei vorne, zwei hinten
- Skaleneinteilung: 5°
- PD-Einstellung R/L: 40 - 72 mm
- Gewicht: 48 g
- HSA-Messvorrichtung
- Flexibel biegsame Ohrbügel
- Anatomisch geformte Nasenauflage
- Nasenauflage in Höhe und Tiefe einstellbar
- Lieferumfang mit 2 zusätzlichen Nasenauflagen
- Rändelrad zur Einstellung der Bügelneigung (Inklination)
- Bügellänge einstellbar
- Aus Leichtmetall / Kunststoff
- Lieferumfang mit 5 zusätzlichen farbigen Bedienelementen (Kugeln)

Info

Die OCULUS UB 5 ist die Messbrille für Messgläser des modularen Konzeptes der tls-Messgläser (**tls** = **t**rial **l**ens **s**mall) mit einem Fassungskörper von **28 mm**.



42550	Universal-Messbrille UB 5*
45887	Polarisationsfilter linear (45°/135°) für UB 5, schwenk- und wendbar (V-/A-Stellung), großer Durchblicksbereich für Ferne und Nähe, Vollumrandung, zum seitlichen Aufstecken

* Alle OCULUS Universal-Messbrillen entsprechen der DIN EN ISO 12867.

Praxisbrillen

Bewährte Halbschalenbrillen für Erwachsene und Kinder

Highlights

- Drei Steckplätze pro Seite
- Skalenteilung: 5°
- PD-Einstellung R/L:
59 - 67 mm (Erwachsene),
54 - 58 mm (Kinder)
- Anatomisch geformte Ohrbügel
- Bügellänge einstellbar
- Anatomisch geformte Nasenauflage,
verstellbar, austauschbar
- Aus Leichtmetall/Kunststoff
- Lieferumfang mit einer zusätzlichen Nasenauflage
und einem Bedienelement (Kugel)
- In beide Praxisbrillen passen Messgläser mit
Fassungsdurchmesser von **38 mm**



Praxisbrillen	
10043049	Praxisbrille für Erwachsene
10040344	Praxisbrille für Kinder

Refraktionszubehör

Nützliches Zubehör für die professionelle Refraktion



34085



36740




36605




34095



36605



48110



34085	tl-Polarisationsfilter (Paar) zirkular, ø 38 mm
34095	tls-Polarisationsfilter (Paar) zirkular, ø 28 mm

36710	Kreuzzyylinder $\pm 0,12$ dpt vergütet, mit Griff
36720	Kreuzzyylinder $\pm 0,25$ dpt vergütet, mit Griff
36740	Kreuzzyylinder $\pm 0,50$ dpt vergütet, mit Griff
36780	Kreuzzyylinder $\pm 1,00$ dpt vergütet, mit Griff
36600	Abgleichleiste sph $\pm 0,25$ und $\pm 0,50$ dpt
36605	Abgleichleiste sph $\pm 0,25$ und $\pm 0,50$ dpt vergütet

46970	Anzeigegabel mit Landoltring mit Griff und Clip
46980	Anzeigegabel mit E-Haken mit Griff und Clip
48110	Skiaskopierleisten nach Trousseau mit Vorschieber (2 St.)

OCULUS Messbrillen

Technische Daten

	Gewicht	Pupillendistanz (PD)	Bügelänge
UB 6	62 g	46 - 80 mm	92 - 130 mm
Polarisationsfilter linear (45°/135°)	12 g		
Polarisationsfilter circular	11 g		
UB 4	64 g	46 - 78 mm	88 - 124 mm
Polarisationsfilter linear (45°/135°)	14 g		
Polarisationsfilter circular	14 g		
UB 3+	52 g	50 - 80 mm	96 - 132 mm
Polarisationsfilter nach Hegener linear (45°/135°)	14 g		
UB 5	48 g	40 - 72 mm	85 - 121 mm
Polarisationsfilter linear (45°/135°)	12 g		
Polarisationsfilter linear (45°/135° und 90°/180°)	15 g		
Praxisbrille für Erwachsene	27 g	59 - 67 mm	95 - 131 mm
Praxisbrille für Kinder	26 g	54 - 58 mm	95 - 131 mm



Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

WWW.OCULUS.DE




Das OCULUS QM-System ist zertifiziert nach ISO 13485 (MDSAP) und (EU) 2017/745 (MDR)


OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY
Tel. +49 641 2005-0 • Fax +49 641 2005-255
E-Mail: sales@oculus.de • www.oculus.de

Wichtiger Hinweis

Die Universal-Messbrillen **UB 6, UB 4, UB 3+** und **alle Praxisbrillen** sind geeignet für Messgläser nach DIN EN ISO 9801 mit einem Fassungskreisdurchmesser von 38 mm:
z. B.: OCULUS **tl**-Messglas (**t**rial **l**ens)



Die Universal-Messbrille **UB 5** ist geeignet für Messgläser nach DIN EN ISO 9801 mit einem Fassungskreisdurchmesser von 28 mm:
OCULUS **tls**-Messglas (**t**rial **l**ens **s**mall)



Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (08/26).

P/SP/027/DE